




MASCHERINA FILTRANTE RIUTILIZZABILE CON FILTRI INTERCAMBIABILI



- La mascherina non è provvista di Marchio CE
- Mascherina facciale igienica ad uso generico
- Non è un dispositivo di protezione individuale
- Non è una mascherina chirurgica
- Corpo e Tappo realizzati in PA12

Indicazioni per la Sanificazione / Sterilizzazione della Mascherina:

- Corpo e Tappo : Bollitura per 5 minuti in acqua
- Filtro : Lavare a 60° C

€ 20.00 Cad.

Inclusi 2 Filtri di Ricambio

Ricordiamo che la presente mascherina non presenta il marchio CE come previsto dall'art.16 co. 2° del D.L. n.18/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n.27, e pertanto non è un presidio medico-sanitario. Per queste mascherine non è prevista alcuna Valutazione dell'Istituto Superiore di Sanità e dell'Inail.